

Les plus de SCULPTURA S

AMINCISSEMENT ET RAFFERMISSEMENT

- **APPAREIL SUR ROULETTE**
- **CRYOLIPOLISE 3 VENTOUSES SILICONE**
- **CAVITATION**
- **RADIOFREQUENCE**
- **LIPOLASER 6 PADS**
- **ECRAN TACTILE COULEUR 10'**
- **CERTIFICATION CE**
- **GARANTIE 2 ANS P& MO**



➤ **QUELS SONT LES PLUS DE SCULPTURA ?**

PLUS DE CONFORT grâce aux nouvelles *cryodes en silicone*

PLUS DE RAPIDITE avec deux cryodes travaillant simultanément

PLUS DE RESULTATS grâce la température négative de -10° (les soins se font à -7°)

PLUS D'EFFICACITE SUR LA CELLULITE ANCIENNE grâce à la cavitation

PLUS D'EFFICACITE SUR LA CELLULITE OEDEMATEUSE grâce au lipolaser à diodes

PLUS DE TRAITEMENTS POUR LE RAFFERMISSEMENT grâce à la radiofréquence

PLUS DE SURFACE TRAITEE grâce au travail simultané des larges ventouses

PLUS DE SIMPLICITE grâce à la programmation sur l'écran tactile 10'

➤ **SUPPORT MARKETING**

PLV 2 AFFICHES

250 LIFLETTES (*information pour votre clientèle*)

DOSSIER DE SUIVI CLIENTELE


➤ **SUPPORT FOMATION**

MANUELS DE FORMATION ET D'UTILISATION. PROTOCOLES DE SOINS

FORMATION SUR PLACE ET CONTINUE PAR EMAIL OU PAR TELEPHONE

LA CRYOLIPOLYSE


LE PRINCIPE



LE DEROULEMENT



LES RESULTATS



AVANT

8 SEMAINES APRES

SCULPTURA S est un appareil polyvalent spécialisé dans le traitement des graisses et de la cellulite.

QUELLE EST L'ACTION DE LA CRYOLIPOLYSE ?

Lorsqu'une cellule grasseuse (adipocyte) est soumise à un froid contrôlé en intensité, en durée et sous une certaine pression, elle libère une enzyme, la caspase 3 responsable de son apoptose (*mort programmée de la cellule*).

Les différentes études ont montré que seules les cellules grasses étaient sensibles à ces conditions.

Si les applicateurs sont incurvés et en silicone c'est parce qu'ils doivent épouser parfaitement les tissus. C'est pour cette raison que les résultats seront meilleurs sur les bourrelets (ceinture abdominale, hanches, cuisses, dos...)

SCULPTURA S est livré avec 1 grande ventouse (ventre, hanches, cuisses, dos), 1 moyenne (bras, pli fessier) et 1 petite (genoux)

Dans tous les cas 2 ventouses fonctionnent simultanément.



DS BEAUTE

29 Avenue Henri Pétin 83 500 La Seyne sur mer

09 82 57 07 11 06 69 74 07 07 www.ds-beaute.com