

## DEROULEMENT D'UN SOIN CRYO

Une fois installé(e) sur la table de soin, votre esthéticienne applique une compresse spéciale « anti glace » sur la zone à traiter entre votre peau et la pièce à main du SCULPTURA. Après l'avoir programmé, elle pose la tête aspirante et réfrigérée.

A la fin de la séance, une fois que les cellules graisseuses ciblées aient été refroidies à une température négative intense, votre esthéticienne réchauffe les tissus à l'aide d'une serviette tiède (entre 20 et 30°) pendant 15 minutes.

Elle réalise ensuite un léger massage à l'aide d'une crème hydratante et apaisante.

Les premières minutes du soin peuvent paraître désagréables en raison du froid intense mais les suivantes sont très supportables voire agréable grâce à l'insensibilisation de la zone traitée.

## DIODES LASER, CAVITATION, RADIOFREQUENCE.

Ces soins sont complètement indolores en ce qui concerne le LASER A DIODES car ce dernier émet une lumière froide .

Quant aux soins de CAVITATION et de RADIOFREQUENCE, ceux-ci sont très agréables car ils sont pratiqués à l'aide de têtes émettrices de chaleur.

Vous ressentez un bien-être et vous vous décontractez comme lors d'un massage aux pierres chaudes.

**Votre centre agréé  
Sculptura**

# SCULPTURA



- ❖ Mincir
- ❖ Sculpter
- ❖ Raffermer

## LA CRYOLIPOLYSE

Lorsqu'une cellule grasseuse (adipocyte) est soumise à un froid intense contrôlé en durée et en intensité, elle libère une enzyme (*la caspase 3*) responsable de son apoptose (*mort programmée de la cellule*).

Les différentes études ont montré que seules les cellules grasses étaient sensibles à ces conditions.

Le soin CRYOLIPOLYSE doit être pratiqué sur des zones grasses excédentaires prononcées (ceinture abdominale, hanches, cuisses, fesses, bras, dos...)

En règle générale, une seule séance par zone suffit pour obtenir un résultat satisfaisant, visible entre 6 et 10 semaines après 1 séance.

## LE LASER A DIODES


Les DIODES LASER du SCULPTURA émettent une lumière de basse intensité (lumière froide) qui va provoquer la « vidange » des cellules grasses en créant des micropores à la surface de leur membrane.

Les acides gras ainsi libérés seront évacués par les voies naturelles.

Ce soin est généralement couplé avec la radiofréquence qui va potentialiser l'action des diodes laser.

Avec ce procédé non invasif on peut traiter plusieurs zones simultanément grâce aux nombreux émetteurs travaillant simultanément.

## LE PRINCIPE



## LE DEROULEMENT



## LES RESULTATS



AVANT

8 SEMAINES APRES

## LA CAVITATION

La CAVITATION ou Lipo-cavitation (ultrasons basse fréquence) du SCULPTURA permet de créer des microbulles d'air dans les couches profondes des tissus.

En éclatant, ces microbulles perforent les membranes des cellules adipeuses, libérant les graisses excédentaires.

Ces acides gras ainsi extraits seront éliminés par les voies naturelles.

Ce soin est particulièrement efficace pour éliminer les graisses anciennes (cellulite indurée).

## LA RADIOFREQUENCE

La RADIOFREQUENCE génère un champ électrique oscillant 1 million de fois par seconde. Ces changements rapides de polarité entraînent une élévation de température dans les tissus profonds par rotation et friction des cellules.

Cette chaleur augmente la circulation du flux sanguin et de la lymphe entraînant l'élimination des toxines et des graisses excédentaires.

C'est un véritable drainage qui est ainsi provoqué grâce également au « massage » réalisé avec la tête de SCULPTURA.

Mais la RADIOFREQUENCE a aussi la propriété de restructurer le collagène profond afin de lisser et de raffermir les tissus.